

ICT_{motor}

Operating Instruction



Dentium

고객 여러분께

(주)덴티움 iCTmotor는 치과임프란트 시술시에 임프란트용 핸드피스를 구동시키는 엔진으로 실시간 회전속도 및 토크 값의 확인이 가능하고 인체공학적 디자인을 적용하여 시술의 편의성은 물론 정확하고 안전한 임프란트 시술이 되도록 해 줄 것입니다.

환자는 물론 사용자의 안전을 위하여 주의사항 및 사용설명서를 충분히 숙지 후 사용하시기 바랍니다.

사용상의 불편함이나 기타 문의사항은 가까운 (주)덴티움 지점 또는 구매처에 연락 주시기 바랍니다.

목 차

1. 주의 사항	3	6. 조작패널 작동방법	
2. 구성품	4	6.1 전원스위치 켜기	11
3. 기술 정보	5	6.2 조작패널 설명	11
4. 각 부의 명칭		6.3 디스플레이 화면설명	11
4.1 본체	6	6.4 프로그램 선택 및 변경	
4.2 풋 컨트롤러	7	- Program(STEP) information	12
4.3 마이크로 모터	7	- 스텝(STEP) 이동	13
5. 제품 설치		- 회전속도(rpm) 변경	13
5.1 전원 연결		- 회전력(Torque) 변경	13
- 전원 코드의 설치	8	- 회전방향(Direction) 변경	14
5.2 주수 설치		- 기어비율(Ratio) 변경	14
- 주수 거치대 설치	8	- 주수량(Irrigation) 변경	15
- 주수 튜브 설치	8	- 풋-컨트롤러	15
5.3 핸드피스 주수 연결	9	7. 멸균	
5.4 커넥터류 결속		7.1 마이크로 모터 멸균	16
- 마이크로 모터 결속	9	8. 세척 및 보관	
- 마이크로 모터 분리	9	8.1 본체 및 풋 컨트롤러	17
- 풋 컨트롤러 결속	10	8.2 마이크로 모터	17
- 풋 컨트롤러 분리	10	9. 유지관리	
		9.1 일상 점검	18
		10. 작동 중 오류에 대한 처리	19
		11. 라벨링 표시사항	
		11.1 표시사항	20
		11.2 라벨링 표시 위치	21
		12. 부작용 보고 관련 문의처	22

1. 주의 사항



- ▶ iCTmotor는 반드시 치과 의사나 관련 전문의만 사용하도록 하십시오.
 - ▶ 사용하기 전에 사용설명서를 반드시 숙지 후 사용하십시오.
 - ▶ 기기의 점검 및 수리는 구입지점 또는 제조사에 문의하여 주십시오.
 - ▶ 기기의 소독이 요구되는 부속품은 사용 전에 모두 소독을 마친 후 사용해 주십시오.
 - ▶ 시술중 핸드피스에는 반드시 핸드피스 거치대에 보관해 주십시오.
 - ▶ 시술용기구가 회전하는 동안 손으로 만지거나 다른 물체에 닿지 않도록 주의해 주십시오.
 - ▶ 기기가 동작중에는 시술용기구나 핸드피스 연결을 해제하지 마십시오.
 - ▶ 핸드피스 체결은 마이크로 모터 및 관련 기기들이 완전히 동작을 멈춘 후 시행하십시오.
 - ▶ 사용중 소음이나 발열 등의 현상이 발생되면 즉시 사용을 중지하고 가까운 ㈜덴티움 지점 또는 제조사에 문의하여 점검 후 사용하십시오.
 - ▶ 권장제품 이외의 제품을 사용하게 될 경우 성능저하 및 고장의 원인이 됩니다.
 - ▶ 사용자 임의 분해로 인한 기기 손상은 보증기간 내에도 무상보증 혜택을 받을 수 없습니다.
 - ▶ 전자기 간섭의 위험을 막기 위해 주변에 비슷한 성질의 전자의로 기구를 두지 마십시오.
 - ▶ 기기를 떨어뜨리거나 외부의 강한 충격을 주지 마십시오.
-

2. 구성품



번호	명칭	수량
①	본체 유니트(주수펌프 포함)	1
②	풋 컨트롤러	1
③	마이크로 모터(케이블 포함)	1
④	주수 지주대	1
⑤	AC 전원 케이블	1
⑥	멸균 캡	1
⑦	튜브 홀더	10
⑧	핸드피스 거치대	1

※ 실제품과 이미지는 상이할 수 있습니다.

3. 기술 정보

크기	본체: 25(W) X 17(D) X 14(H) cm 풋 컨트롤러: 18(W) X 16(D) X 3.8(H) cm 마이크로 모터: Ø 26 X 13.4(L) cm
재질	본체: 플라스틱 풋 컨트롤러: 플라스틱 마이크로 모터: 알루미늄
무게	본체: 2.5 kg 풋 컨트롤러: 0.45 kg 마이크로 모터: 0.4 kg
핸드피스 속도 및 토크범위	회전속도 범위: 20 - 2000 rpm 회전토크 범위: 5 - 70 N·cm (※ 20:1 기어비율 적용기준)
풋 컨트롤러 방수등급	IPX 1
주수량	Level 1 : 40 ml/min Level 2 : 50 ml/min Level 3 : 60 ml/min
입력 전압 및 주파수	100-240V ~ 50/60Hz, 100VA
사용 환경	온도: 10 ~ 40 °C 상대습도: 80 % (최고) 기압: 800 - 1,060 hPa
운송과 보관 환경	온도: 0 – 60 °C 상대 습도: 90 % (최고) 기압: 700 - 1,060 hPa
무상 보증기간	1년

4. 각 부의 명칭

4.1 본체




4. 각 부의 명칭

4.2 풋 컨트롤러



4.3 마이크로 모터



5. 제품 설치


5.1 전원 연결




- 전원연결은 반드시 수분이나 물기가 없는 손으로 취급해 주십시오.
- 본 제품은 프리볼테이지(100-240V~ 50/60Hz) 입니다.

❖ 전원 코드 연결

본체 후면[그림-1]에 있는 전원소켓 형상에 맞추어 전원케이블을 결속합니다.



[그림 1]



[그림-2]


5.2 주수 설치




- 주수액과 튜브의 사용방법은 각 제조사에서 발행하는 매뉴얼을 따르십시오.
- 임플란트 시술에 사용되는 주수 튜브는 1회용 제품으로 재 사용하지 마십시오.

❖ 주수 지주대 설치


지주대의 수평한 부분을 아래 그림[그림-3]과 같이 위치하고 지주대를 삽입 합니다.



[그림-3]




[그림-4]




[그림-5]

❖ 주수 튜브 설치

- 1) OPEN/CLOSE 레버를 "OPEN" 방향으로 회전하여 커버를 열어 줍니다.[그림-6]
- 2) 튜브의 양쪽 플라스틱 이음 부분을 손으로 잡아 주수펌프 내부로 삽입 후 레버를 "CLOSE" 방향으로 회전하여 커버를 닫아 줍니다.[그림-7]



[그림-6]



[그림-7]

5. 제품 설치

5.3 핸드피스 주수 연결



- 핸드피스 사용방법 및 유지관리는 각 제조사에서 발행하는 매뉴얼을 따르십시오.
- 임플란트 시술에 사용되는 주수 튜브는 1회용 제품으로 재 사용하지 마십시오.

5.4 커넥터류 결속




- 커넥터류 결속 및 분리시에는 반드시 본체 전원을 꺼(OFF) 주십시오.
- 마이크로 모터 커넥터 결속시 인쇄마킹[⇄]을 반드시 확인 후 결속해 주십시오.
- 마이크로 모터와 이에 결속된 핸드피스는 연속사용시 발열로 인한 수명저하가 발생 할 수 있습니다. 다음과 같은 사용시간을 준수해 주십시오.

※ 연속동작(Load Time) 4분, 휴식(Rest Time) 10분



핸드피스 커넥터가 분리되어 있거나 결속이 잘못 연결된 경우 에러 메시지를 표시합니다. 재 결속 후 사용해 주십시오.




풋-커넥터가 분리되어 있거나 결속이 잘못 연결된 경우 에러 메시지를 표시합니다. 재 결속 후 사용해 주십시오.


❖ 마이크로 모터 결속

커넥터 조인트 부분의 인쇄마킹[⇄]을 상(上) 방향으로 위치하고 본체의 핸드피스 위치에 밀어 넣어 결속합니다.[그림-8]

※ 정상적인 결속은 조인트 부분에서 소리[“딸깍”]가 납니다.



[그림-8]



[그림-9]


❖ 마이크로 모터 분리

커넥터 조인트 부분을 잡고 당겨서 분리합니다.

5. 제품 설치

❖ 풋 컨트롤러 결속


- 1) 풋-커넥터 키(Key)가 본체 소켓과 일치 하도록 위치하고[그림-10] 밀어 넣습니다.
- 2) 조임너트를 시계방향으로 회전하여 체결합니다.



[그림-10]

❖ 풋 컨트롤러 분리

- 1) 조임너트를 반시계방향으로 회전하여 풀어 줍니다.
- 2) 조임너트를 잡고 당겨서 분리합니다.



[그림-11]

6. 조작패널 작동방법

6.1 전원스위치 켜기



본체 후면에 위치한 I/O 스위치를 "I" 방향으로 눌러 전원을 켭니다.

6.2 조작패널 설명

버튼 이미지	상세기능 설명
	설정된 프로그램("STEP")을 윗(STEP1-2-3-4-5-6) 단계로 이동시켜 호출사용 합니다.
	설정된 프로그램("STEP")을 아래(STEP6-5-4-3-2-1) 단계로 이동시켜 호출사용 합니다.
	프로그램 편집(또는 변경)이 가능 하도록 데이터를 활성화 합니다.
	활성화된 커서의 데이터를 상승 시킵니다.
	활성화된 커서의 데이터를 감소 시킵니다.

6.3 디스플레이 화면설명



- A) 스텝(STEP 1-6) 번호를 표시합니다.
- B) 회전속도(rpm)를 표시합니다.(모터 구동시 실시간 회전으로 전환 됩니다)
- C) 회전력(Torque)을 표시합니다.(모터 구동시 실시간 회전력으로 전환 됩니다)
- D) 설정속도를 비율로 표시합니다.
- E) 핸드피스(마이크로 모터) 회전방향(F=시계방향, R=반 시계방향)을 표시합니다.
- F) 핸드피스 감속비율을 표시합니다.
- G) 주수량을 표시합니다.

6. 조작패널 사용방법

6.4 프로그램 선택 및 변경

iCTmotor는 제품 출고시 아래[표-1]와 같이 해당스텝("STEP")별 덴티움 임프란트 술식에 적합한 프로그램 솔루션을 저장하여 제공합니다. 이 술식은 사용자 기호에 맞게 변경사용 가능합니다.

❖ PROGRAM(STEP) INFORMATION

STEP	Ratio	Process	rpm	Torque	Pump	Direction
1	20 : 1	Drilling	1000	35		
2	20 : 1	Countersinking	300	35		
3	20 : 1	Implant Insertion or Tapping	20	35		
4	20 : 1	Cover & Healing connection	100	5		
5	20 : 1	Removal	20	55		
6	20 : 1	Spare	20	5		

[표-1]

※ 상기 사항은 모든 임프란트 시스템의 standard guidance가 아님을 참조하시기 바랍니다.


6. 조작패널 사용방법

❖ 스텝(STEP) 이동

- 1) 프로그램 “⬆” 버튼으로 현재 스텝에서 위 단계로 이동(STEPP 1-2-3-4-5-6) 합니다.
- ▶ 반복적으로 누르면 STEP 값은 순환합니다.
(풋-컨트롤러 “프로그램 이동” 스위치를 통해 동일한 효과를 얻을 수 있습니다.)
- 2) 프로그램 “⬇” 버튼으로 현재 스텝에서 아래 단계로 이동(STEPP 6-5-4-3-2-1) 합니다.
- ▶ 반복적으로 누르면 STEP 값은 순환합니다.

❖ 회전속도(rpm) 변경

- 1) SELECT “⊗” 버튼을 누르면 커서를 활성화 합니다.
- 2) 회전속도 설정 값으로 “SELECT” 버튼을 반복하여 이동합니다.
- 3) “⊖” 또는 “⊕” 버튼을 눌러 회전속도를 변경합니다.
- 4) “SELECT” 버튼을 길게 눌러 저장합니다.
(데이터 변경이 3초 이상 없을 경우 임시저장 합니다)



- ▶ 회전속도에 따른 변경단위는 아래[표-2]와 같습니다. (단위 : rpm)


회전속도(rpm)	변경단위
15 - 50	5
60 - 100	10
200 - 2000	100

[표-2]

※ 25rpm 이하 회전속도에서는 성능이 다소(+/- 10%) 불안정 할 수 있습니다.

❖ 회전력(Torque) 변경


- 1) SELECT “⊗” 버튼을 눌러 커서를 활성화 합니다.
- 2) 회전력 설정 값으로 “SELECT” 버튼을 반복하여 이동합니다.
- 3) “⊖” 또는 “⊕” 버튼을 눌러 회전력을 변경 합니다.
- 4) “SELECT” 버튼을 길게 눌러 저장합니다.
(데이터 변경이 3초 이상 없을 경우 임시저장 합니다)
- ▶ 토크의 변동 값은 5 N·cm 단위로 증가 또는 감소 합니다.



※ 5 N·cm이하 회전력에서는 성능이 다소(+/- 10%) 불안정 할 수 있습니다.


6. 조작패널 사용방법

- ❖ 회전방향(Direction) 변경
- 1) SELECT “”버튼을 눌러 커서를 활성화 합니다.
 - 2) 회전방향 위치로 “SELECT” 버튼을 반복하여 이동합니다.
 - 3) “” 또는 “” 버튼을 눌러 회전방향을 변경합니다.
 - 4) “SELECT” 버튼을 길게 눌러 저장합니다.
(데이터 변경이 3초 이상 없을 경우 임시저장 합니다)



- ※ 반 시계방향(“R”)으로 설정시 긴 경보음을 지속적으로 출력하고 모터기동 후 짧은 경보음으로 전환되어 지속발생 합니다.
- ※ 모든 설정값 변경 및 조작은 모터 동작이 완전히 정지되어야 가능합니다.
- ※ “F”는 Forward 이며, “R”은 Reverse 입니다.

- ❖ 기어비율(Ratio) 변경
- 1) SELECT “”버튼을 눌러 커서를 활성화 합니다.
 - 2) 기어비율 설정위치로 “SELECT” 버튼을 반복하여 이동합니다.
 - 3) “” 또는 “” 버튼을 눌러 기어비율을 변경합니다.
 - 4) “SELECT” 버튼을 길게 눌러 저장합니다.
(데이터 변경이 3초 이상 없을 경우 임시저장 합니다)



※ 기어비율 변경에 따른 회전속도 및 토크의 사용영역은 아래[표-3]를 참조바랍니다.

기어비율	rpm	Torque(N·cm)
20 : 1	20 – 2000	5 – 70 N·cm
27 : 1	15 – 1400	
32 : 1	15 – 1200	

[표-3]



- iCTmotor와 호환 가능한 핸드피스는 아래[표-4]와 같으며, 사용 및 유지 관리는 각 제조사에서 발행하는 매뉴얼을 따르시기 바랍니다.


제조사(社)	적용모델	기어비율	최대 사용토크
W&H(오스트리아)	WI-75 E/KM	20 : 1	5 – 70 N·cm
Bien-Air(스위스)	CA20 : 1	20 : 1	5 – 55 N·cm

[표-4]

※ 기기의 명칭 및 사양은 제조사 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.

6. 조작패널 사용방법

- ❖ 주수량(Irrigation) 변경
- 1) SELECT “”버튼을 눌러 커서를 활성화 합니다.
 - 2) 급수단계 설정위치로 “SELECT” 버튼을 반복하여 이동합니다.
 - 3) “” 또는 “” 버튼을 눌러 급수량을 변경합니다.
 - 4) “SELECT” 버튼을 길게 눌러 저장합니다. (데이터 변경이 3초 이상 없을 경우 임시저장 합니다)



※ “” 또는 “” 버튼을 눌러 주수를 정지(OFF) 할 수 있습니다.
※ 주수량의 조절은 3단계로 가능하며, 각 단계별 토출량은 아래[표-5]를 참조바랍니다.

(단위: mL/min)

표시단계	주수량(최대)
	OFF
	40 mL
	50 mL
	60 mL

[표-5]

❖ 풋-컨트롤러



표준사양



옵션사양

- ※ 설정 Torque 값의 90% 도달 시 짧은 경보음(비프)이 발생하고, 100% 도달 시 긴경보음(비프)으로 전환되고 0.5초 이내 자동정지(OFF) 합니다.
- ※ 핸드피스(마이크로 모터)가 반 시계방향(R)으로 회전하는 동안 지속적으로 경보음(비프)이 발생합니다.
- ※ 프로그램(STEP) 이동사용은 기기의 동작이 완전히 멈춘 후 사용합니다.
- ※ 옵션사양 제품은 제조사에 문의하여 별도 설정 후 사용가능 합니다.

7. 멸균

기기의 오염으로부터 2차 감염을 방지하기 위해 아래 사항을 반드시 따르시기 바랍니다.




- ▶ 멸균이 요구되는 부품은 시술전 반드시 멸균 후 사용해 주십시오.
- ▶ 고압 증기멸균은 반드시 멸균용 파우치를 사용하여 밀봉 후 시행해 주십시오.
- ▶ 고압 증기멸균을 시행한 부속품은 반드시 충분한 냉각과 건조 후 사용해 주십시오.

- ※ 고압 증기멸균용 파우치를 사용하지 않고 멸균을 시행 할 경우 기기는 손상됩니다.
- ※ 고압 증기멸균이 가능한 부품은 **마이크로 모터(케이블포함)** 및 **핸드피스 거치대** 입니다.

7.1 마이크로 모터 멸균

1) 핸드피스 커넥터 내측 홀에 증기가 침투되지 않도록 멸균용 캡을 아래[그림-12]와 같이 막아 줍니다.



[그림-12]

- 2) 고압 증기멸균용 파우치에 마이크로 모터(케이블포함)를 넣고 밀봉 합니다.
- 3) 고압 증기멸균을 시행합니다.

※ 고압 증기멸균 사용조건: 최대 134℃, 5분 이상 20분 이내

8. 세척 및 보관



- ▶ 전자기기 부속품은 반드시 전원을 분리 후 청소해 주십시오.
- ▶ 전선으로 이루어진 케이블류(전원, 마이크로 모터, 풋-컨트롤러)는 접지 마십시오.
- ▶ 압축된 공기를 분사하여 청소하지 마십시오.

8.1 본체 및 풋 컨트롤러

- 1) 외부는 미생물 감염방지용 세척 액이나 80% 에틸알코올을 깨끗한 천에 분사하여 닦아 주시고, 과도한 힘을 주거나 날카로운 물체를 사용하지 않도록 합니다.
- 2) 기기의 내부에는 액체물질이나 물(Water) 기타 이물질이 침투되지 않도록 합니다.

8.2 마이크로 모터

- 1) 마이크로 모터 커넥터 내부에는 액체물질이 침투하지 않도록 합니다.
- 2) 마이크로 모터와 핸드피스 는 분리하여 보관 합니다.



- ▶ 마이크로 모터는 절대 분해하지 마십시오.
(사용자 임의분해는 무상보증 혜택을 받을 수 없습니다.)

9. 유지관리

- ▶ 케이블류는 피복이 벗겨진 부분이 없는지 점검해 주시고 보관시에는 원형으로 감아 보관해 주십시오.
- ▶ 사용시 소음, 발열 등 이상현상이 발생하면 즉시 사용을 중지하고 가까운 (주)덴티움 지점 및 구매처에 문의하여 점검을 받으신 후 사용해 주십시오.
- ▶ 전자기기 부속품을 폐기 할 때는 환경에 영향을 줄 수 있는 부분을 고려하여 처리해 주십시오.

9.1 일상 점검

구분	점검 항목
본체	1) 사용하지 않는 기기는 I/O 전원 스위치가 "O"로 설정되어 있는가 2) 조작패널 스위치는 손상된 부분이 없는가 3) 디스플레이 색상 및 데이터는 선명하게 표시되는가
마이크로 모터	1) 마이크로 모터 케이블 손상은 없는가 2) 본체에 결속되는 마이크로 모터 커넥터 파손은 없는가 3) 마이크로 모터 조립부의 풀림현상은 없는가
풋 컨트롤러	1) 본체에 체결되는 풋 커넥터 파손은 없는가 2) 풋-컨트롤러 상/하 구동시 원활하게 움직이는가

10. 작동 중 오류에 대한 처리



- ▶ 기기의 점검은 반드시 수분이나 물기가 없는 상태에서 취급해 주십시오.
- ▶ 기기의 오류처리는 반드시 본체 전원을 껐고(OFF) 시행하십시오.
- ▶ 사용자가 간단히 조치할 수 있는 사항은 아래[표-6]와 같습니다. 문제가 지속되는 경우 가까운 (주)덴티움 지점이나 구매처에 연락하여 점검 후 사용하십시오.

오류 현상	원인 및 해결		페이지
화면(LCD)이 켜지지 않음	원인	A. 전원공급상태가 불량합니다.	8
	조치	a. 전원콘센트와 본체 전원소켓을 분리 후 재 결속합니다. a.a 본체 “ I ”/“ O ” 스위치를 “ I ”로 설정 후 전원을 켭니다.	
조작버튼이 안됨	원인	A. 기기가 동작중이거나 이전 명령이 종료되지 않았습니다. B. 설정값이 활성화 되지 않았습니다.	14~16
	조치	a. Memo 기기의 동작이 완전히 멈출 때까지 대기 후 조작합니다. b. 조작패널의 “SELECT” 버튼으로 설정값을 활성화 합니다.	
핸드피스가 동작하지 않음	원인	A. 핸드피스 청결상태가 좋지 않거나 고장 입니다. B. 마이크로 모터 또는 풋-컨트롤러 커넥터류 결속이상 입니다.	9~10
	조치	a. 각 제조사에서 발행하는 핸드피스 사용매뉴얼을 참조하세요. b. 본체와 연결된 마이크로 모터 및 풋-컨트롤러 커넥터류를 분리 후 재 결속 합니다.	
주수가 안됨	원인	A. 튜브가 손상되거나 핸드피스 노즐이 막혀 있습니다. B. 주수튜브 스톱퍼가 잠겨있습니다. C. 주수량 설정값이 없습니다. D. 커넥터류 연결상태가 불량합니다.	8~10
	조치	a. 튜브를 교체하거나 핸드피스 노즐을 청소합니다. ※ 핸드피스 청소는 각 제조사에서 발행하는 사용자 매뉴얼에 따라 시행하시기 바랍니다. b. 주수튜브 스톱퍼를 열어줍니다. c. 주수 토출량을 설정해 줍니다. d. 본체와 연결된 마이크로 모터 및 풋-컨트롤러 커넥터류를 분리 후 재 결속 합니다.	

[표-6]

11. 라벨링 표시사항

11.1 표시사항

	B형 장착부		주의/경고사항
	폐 전기전자제품 별도 폐기		사용법 숙지 권고
	저장 온도 범위		저장 습도 범위

11. 라벨링 표시사항

11.2 라벨링 표시 위치


❖ 본체(앞)



❖ 본체(뒤)



❖ 핸드피스



12. 부작용 보고 관련 문의처

한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

memo

